



Catálogo de Produtos de Entrega Nutricional

Kangaroo™: Catálogo de Produtos de Entrega Nutricional

Produtos de qualidade , líder em tecnologia inovadora
de bomba de alimentação enteral



Bomba para Dieta Enteral

KANGAROO™ e-PUMP3

Sonda de Alimentação - Curta Permanência

Sonda DOBBHOFF4

Sonda ENTRIFLEX4

Kangaroo™ tubos de alimentação neonatal e pediátrica com conexão ENFit™5

Sonda de Alimentação - Longa Permanência

Sonda de Gastrostomia KANGAROO™6

Kit P.E.G. KANGAROO™7

Sonda a Nível de Pele Entristar - Tipo Estrela7

Sonda a Nível de Pele com Balão Nutriport.....8

Acessórios10

Adaptador em Y KANGAROO™10

Seringas

Monoject™ seringas enterais/orais com ENFit™*11

Bomba para Dieta Enteral

KANGAROO™ e-PUMP

- Fácil operação;
- Função de alimentação e hidratação/lavagem;
- Histórico de alimentação de até 72 horas;
- Tecnologia inteligente.

ESPECIFICAÇÕES

- Bateria: até 15 horas;
- Intervalo de enxágue: 1-24 em incrementos de 1 hora;
- Múltiplos idiomas;
- Peso: 1.1 kg sem gancho de suporte;
- Velocidade de alimentação: 1-400 em incrementos de 1 mL;
- Volume de enxágue: 10-500 em incrementos de 1 mL.

EQUIPOS

- Conexão segura;
- Equipo simples;
- Equipo duplo;
- Livre de DEHP;
- Sistema antirrefluxo livre de 1 mL.



Código	Descrição
482400	Kangaroo™ ePump™
674655	Equipo de alimentação com spike universal
673662	Equipo de alimentação 1.000 mL e bolsa de lavagem 1.000 mL
674669	Equipo de alimentação com spike universal e bolsa de lavagem 1.000 mL
775659	Equipo de alimentação com spike em cruz
775100	Equipo de alimentação com spike em cruz e bolsa de lavagem de 1.000mL

Sonda de Alimentação - Curta Permanência

Sonda DOBBHOFF

A cor roxa do conector em Y sinaliza que o dispositivo é de uso enteral, não compatível com seringa IV;

- Centimetrada;
- Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação da sonda;
- Livre de DEHP;
- Lúmen da sonda revestida internamente por uma substância lubrificante hidrofílica (Hydromer);
- Material de poliuretano radiopaco;
- Sonda de alimentação com peso e fio-guia;
- Conexão ENFit®.



Código	Código ENFit®	Tamanho	Peso
	8884710859E	8 Fr. x 109 cm	7 g
	8884711006E	10 Fr. x 109 cm	7 g
8884711253	8884711253E	12 Fr. x 109 cm	7 g

Sonda ENTRIFLEX

A cor roxa do conector em Y sinaliza que o dispositivo é de uso enteral, não compatível com seringa IV;

- Centimetrada;
- Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação da sonda;
- Livre de DEHP;
- Lúmen da sonda revestida internamente por uma substância lubrificante hidrofílica (Hydromer);
- Material de poliuretano radiopaco;
- Sonda de alimentação com peso e fio-guia;
- Conexão ENFit®.



Código	Código ENFit®	Tamanho	Peso
8884720825	8884720825E	8 Fr. x 91 cm	3 g
8884720858	8884720858E	8 Fr. x 109 cm	3 g
8884721088	8884721088E	10 Fr. x 109 cm	5 g
8884721252	8884721252E	12 Fr. x 109 cm	5 g

Sonda de Alimentação - Curta Permanência

Kangaroo™ tubos de alimentação neonatal e pediátrica com conexão ENFit™*

- São compatíveis com nossas seringas e conjuntos de extensão ENFit™*;
- Apresenta marcas de 5 a 25cm, que fornecem um indicador visual; para auxiliar na colocação e verificação de migração;
- São transparentes com Sentinel Line™ e Sentinel Eye™ marcas radiopacas para auxiliar na colocação adequada.



Código	Código ENFit®	Tamanho	Descrição
8884730741		6 Fr. x 51 cm	Conector simples, com peso e com fio guia
8884730709		6 Fr. x 51 cm	Conector em Y, sem peso e sem fio guia
	461412E	5 Fr. x 51 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia
	461503E	5 Fr. x 91 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia
	461420E	6,5 Fr. x 51 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia
	461438E	6,5 Fr. x 91 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia
	461701E	8 Fr. x 51 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia
	461800E	8 Fr. x 107 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia
	461042E	10 Fr. x 107 cm	Conector simples, sem peso e sem fio guia

Registro ANVISA: 81356112334 / 81356112323 / 81356112303 / 81356112305 / 81356112322 / 81356112318 /
81356112317 / 81356112353 / 81356112311 / 81356112314 / 81356112315 / 81356112359

Sonda de Alimentação - Longa Permanência

Sonda de Gastrostomia KANGAROO™

- A cor roxa do conector em Y sinaliza que o dispositivo é de uso enteral, não compatível com seringa IV;
- Balão gástrico para retenção interna;
- Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação da sonda;
- Disco redondo para retenção externa;
- Graduada;
- Livre de DEHP;
- Ponta arredondada com abertura distal;
- Sonda 100% em silicone;
- Conexão ENFit®.



Código	Código ENFit®	Tamanho	Capacidade do Balão
8884715122	8884715122E	12 Fr.	5 cc
8884715148	8884715148E	14 Fr.	5 cc
8884720163	8884720163E	16 Fr.	20 cc
8884720189	8884720189E	18 Fr.	20 cc
8884720205	8884720205E	20 Fr.	20 cc
8884720221	8884720221E	22 Fr.	20 cc
8884720247	8884720247E	24 Fr.	20 cc

Sonda de Alimentação - Longa Permanência

Kit P.E.G. KANGAROO™

Sonda para gastrostomia endoscópica percutânea

- A cor roxa do conector em Y sinaliza que o dispositivo é de uso enteral, não compatível com seringa IV;
- Conector enteral projetado para reduzir a manipulação da sonda;
- Estéril;
- Livre de DEHP;
- Material de poliuretano radiopaco.

Código	Código ENFit®	Tamanho
8884751630	761610E	16 Fr. x 51 cm
8884752067	762010E	20 Fr. x 51 cm



Sonda a Nível de Pele Entristar - Tipo Estrela

- Acompanha medidor de estoma;
- Comprimentos diversos;
- De fácil inserção;
- Estrutura de retenção interna flexível e radiopaca, em formato de estrela;
- Válvula antirrefluxo;
- 100% poliuretano macio para maior resistência aos ácidos.

Código	Tamanho
8884741623	16 Fr. x 1,5 cm
8884741631	16 Fr. x 1,7 cm
8884741649	16 Fr. x 2,0 cm
8884742019	20 Fr. x 1,5 cm
8884742027	20 Fr. x 2,0 cm
8884742035	20 Fr. x 2,5 cm
8884742043	20 Fr. x 3,0 cm
8884742050	20 Fr. x 3,5 cm
8884742068	20 Fr. x 4,0 cm



Sonda de Alimentação - Longa Permanência

Sonda a Nível de Pele com Balão Nutriport

- Diversas opções de tamanhos;
- Livre de DEHP;
- Material 100% em silicone.



Código	Tamanho
712150	12 Fr. x 1,5 cm
712170	12 Fr. x 1,7 cm
712200	12 Fr. x 2,0 cm
712500	12 Fr. x 5,0 cm
714080	14 Fr. x 0,8 cm
714100	14 Fr. x 1,0 cm
714120	14 Fr. x 1,2 cm
714150	14 Fr. x 1,5 cm
714170	14 Fr. x 1,7 cm
714200	14 Fr. x 2,0 cm
716080	16 Fr. x 0,8 cm
716100	16 Fr. x 1,0 cm
716120	16 Fr. x 1,2 cm
716150	16 Fr. x 1,5 cm

Código	Tamanho
716170	16 Fr. x 1,7 cm
716200	16 Fr. x 2,0 cm
716250	16 Fr. x 2,5 cm
718100	18 Fr. x 1,0 cm
718120	18 Fr. x 1,2 cm
718150	18 Fr. x 1,5 cm
718170	18 Fr. x 1,7 cm
718200	18 Fr. x 2,0 cm
718250	18 Fr. x 2,5 cm
718300	18 Fr. x 3,0 cm
718450	18 Fr. x 4,5 cm
718500	18 Fr. x 5,0 cm

Sonda de Alimentação - Longa Permanência

Sonda a Nível de Pele com Balão Nutriport

Código	Tamanho
720120	20 Fr. x 1,2 cm
720150	20 Fr. x 1,5 cm
720170	20 Fr. x 1,7 cm
720200	20 Fr. x 2,0 cm
720230	20 Fr. x 2,3 cm
720250	20 Fr. x 2,5 cm
720300	20 Fr. x 3,0 cm
720350	20 Fr. x 3,5 cm
720400	20 Fr. x 4,0 cm

Código	Tamanho
724150	24 Fr. x 1,5 cm
724170	24 Fr. x 1,7 cm
724200	24 Fr. x 2,0 cm
724250	24 Fr. x 2,5 cm
724300	24 Fr. x 3,0 cm
724350	24 Fr. x 3,5 cm
724400	24 Fr. x 4,0 cm
724500	24 Fr. x 5,0 cm

Sonda de Alimentação - Longa Permanência

Acessórios

Código	Código ENFit®	Tamanho
	35ENS	Conjunto de extensão 89 cm
	60ENS	Conjunto de extensão 152 cm
	35ENY	Conjunto de extensão bifurcado (y) 89 cm
	60ENY	Conjunto de extensão bifurcado (Y) 152 cm
8884741805		Dispositivo de medição do estoma, estéril
8884741813		Tubo extensor para alimentação em modo intermitente (bolus)
8884741821		Tubo extensor para alimentação em modo contínuo

Adaptador em Y KANGAROO™

- A cor roxa do conector em Y sinaliza que o dispositivo é de uso enteral, não compatível com seringa IV;
- Conector enteral em Y projetado para reduzir a manipulação da sonda;
- O adaptador em Y de 20 Fr. pode ser usado como substituto dos conectores em Y de todas as sondas de gastrostomia Kangaroo™;
- Para uso com os kits de sonda P.E.G.



Código	Código ENFit®	Descrição
8884751622	8884751622E	Adaptador Y/P.E.G. de 16 Fr.
8884752042	8884752042E	Adaptador Y/P.E.G. de 20 Fr.
	F00106	Kit PEG conector funil

Seringas

Monoject™ seringas enterais/orais com ENFit™*

- Compatível com nossos dispositivos de acesso e conjuntos de extensão ENFit™*;
- Oferecido em tamanhos 1 mL, 3 mL, 6 mL, 12 mL, 35 mL e 60 mL.

Código	Tamanho
401SE	1 mL, estéril
403SE	3 mL, estéril
406SE	6 mL, estéril
412SE	12 mL, estéril
435SE	35 mL, estéril
460SE	60 mL, estéril



Registro ANVISA: 81356112303 / 81356112305 / 81356112311 / 81356112314 / 81356112315 / 81356112316 / 81356112317 / 81356112318 / 81356112322 / 81356112323 / 81356112326 / 81356112329 / 81356112334 / 81356112353 / 81356112357 / 81356112359 / 81356112360 / 81356112372 / 81356112373 / 81356112384 / 81356112386



cardinalhealth.com